




1



2



3

Опис конструкції

Матрац App-P08

Складається з 18 змінних пневматичних елементів. Комплектується двома чохлами, один з них є водонепроникним. Оснащений дворежимним автоматичним компресором. У разі пошкодження складові частини матрацу можуть бути замінені (кожен матрац укомплектовано змінною пневматичною секцією).

Матрац ROHO PRODIGYSYS

Складається з секцій розміром 16,5х16,5х9 см, які мають індивідуальну настройку. Має дренажні отвори. Комплектується ручним насосом.

Матрац Attent Plus 6002U

Додатково оснащено знімною пневматичною секцією матрацу та пневматичним судном з насосом для її накачування

	Н	L	В	 (kg)		Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.5-1-4							
1	100	1900	990	145	6,1	Одношаровий, пневматичний	App-P08 ФОП Муригін
2	85	1850	815	135	4,1		Attent Plus 6002U ФОП Муригін
3	90	2070	920	135	4,3		ROHO PRODIGYSYS ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»