

Допоміжний засіб реабілітації, який забезпечує рівномірний розподіл тиску на всій поверхні, зменшує тертя та ковзання тіла по поверхні.

Код ISO 9999: 18 12 18

Код ДКПП: 32.50.22-39.74

Код УКТЗЕД: 9021 10

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Профілактики та лікування пролежневих ран за рахунок розподілення ваги користувача з особливо чутливих зон на менш чутливі.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ:

- пневматичний;
- ручний насос/автоматичний компресор.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Складні порушення функцій опорно-рухового апарату, тяжкий загальний стан, що спричиняють необхідність довготривалого перебування в ліжку. Потреба у профілактиці пролежнів та полегшенні догляду за інвалідами в період довготривалого лікування або реабілітаційного процесу.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Відсутні.