



ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА

Подушки протипролежневі пневматичні



1

						Особливості конструкції	Модель/Виробник
ОД.1.11-5-3-3-1-1							
1	70	405-455	405-455	120	0,4	З гуми або поліуретану або полівінілхлориду; наповнювач - повітря; для пом'якшення здавлювання; пласка; одношарова	Roho Mosaic1616C Roho Mosaic1818C <i>ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»</i>

1 - Подушка протипролежнева **пневматична** Roho Mosaic. Рівномірний розподіл тиску досягається завдяки флуктуації повітря між сполученими гніздами. Форма подушки регулюється надувним клапаном відповідно до анатомічних особливостей пацієнта. Унікальний матеріал і дизайн повітряних гнізд зменшує тертя, нормалізує кровообіг, поліпшуючи трофіку тканини. Дана якість разом з рівномірним розподілом тиску є ключовими моментами в профілактиці й лікуванні пролежневих ран. Також допоможе залікувати наявні пролежні до 2 ступеня включно. Оснащена насосом та чохлом. Має 3 типорозміри.