

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ТУЛУБА АБО ВСЬОГО ТІЛА

Подушки протипролежневі
з основою з пінополіуретану та гелевими вставками



															Особливості конструкції			Модель/Виробник		
ОД.1.11-4-2-3-2-2																				
1	65	350-490	350-480	100	1,73	З в'язкоеластичного пінополіуретану з ефектом пам'яті; наповнювач другого шару - гель; для пом'якшення здавлювання; профільована; двошарова						ALM.ПП-02								
2					1,47							ALM.ПП-03								
3					0,9							ALM.ПП-04 ХМУВП «ВОЛЯ» ХОФ «Соціальний захист»								
ОД.1.11-2-2-3-2-2																				
4	100	355-505	355-505	125	1,15	З в'язкоеластичний пінополіуретану; наповнювач рідина або гель; для пом'якшення здавлювання; профільована; двошарова						TERRA AQUOS ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»								

Опис конструкції

1, 2, 3 - Подушки протипролежневі ALM.ПП-02, ALM.ПП-03, ALM.ПП-04 мають основу з піни та **гелеву** вкладку. Основу розміщують у чохлах з застібною блискавкою. Нижня частина з поліестеру і поліаміду та стрічки велкро, вшиті у чохол, допомагають фіксувати подушку в колісному кріслі. Зовнішня поверхня подушки містить шар з 3D сітки, який гарантує циркуляцію повітря і допомагає регулювати температуру і запобігати підвищенню вологості. Подушки відрізняються одна від одної маркою геля. Має 7 типорозмірів.

4 - Подушка протипролежнева TERRA AQUOS складається з спіненої компактної підстави з низьким профілем, яка виконана з вискоеластичного литого матеріалу, який забезпечує ефективне зниження сили тиску. Містить 4 чарунки з рідиною, яка додатково знижує тиск на м'які тканини. Має 16 типорозмірів.
Габаритні розміри, мм:
Довжина - 355, 405, 505
Ширина - 355, 380, 405, 430, 455, 505