

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

Крісла-стілці на колесах, складані, регулюються за висотою



1



2



3



4



5

Опис конструкції

Складається з рами зі сталі та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники, запобіжні гальма. Підніжка регулюється за висотою або відсутня

Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник	
ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1-0							
1	745-845	500	530	100	8,0	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм. Підніжка відсутня	СтД-03к/ <i>ТОВ «ВК «Діспомед»</i>
ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1.4-0							
2	935-975	495	560	100	12,1	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якої спинки. Підніжка відсутня	123.М2/ ДАХК «АРТЕМ» <i>ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
3	760-860	470	600	100	6,9		СТСС-1.1.0/ <i>ТОВ «Норма-Трейд»</i>
ОД.3.1-1-1-2-2-2-1-1.3.4-1.2.4							
4	935-975	870	560	100	12,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Знімна підніжка, регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	123.М2-2/ ДАХК «АРТЕМ» <i>ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
5	900-1000	990	570	100	19,0		СТМР-1.1.0/ <i>ТОВ «Норма-Трейд»</i>