

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

Крісла-стілці на колесах, складані, не регулюються за висотою



1



2



3



4



5



6

Опис конструкції

Складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або регульовані за висотою підлокітники, запобіжні гальма, м'яке сидіння та м'яку спинку. Підніжка з відкидною опорою для стоп. Моделі АНТ 420, АНТ 421, Стоїк 14 НМ 094 та СТДР-2.2.0 призначені для дітей

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

Крісла-стілці на колесах, складані, не регулюються за висотою
(продовження)

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.1-2-1-1-2-2-0-1.3.4-3-Д							
1	870	650	480	50	8,0	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. З відкидною суцільною опорою для стоп	АНТ 420/ ТОВ «НВЦ «Антей ЛТД»
	920	650	520	50	8,6		АНТ 421/ ТОВ «НВЦ «Антей-ЛТД»
ОД.3.1-1-1-1-2-2-0-1.3.4-1.2.4							
2	910	910	520	100	13,1	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки.Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою для стоп, регулюється за висотою	СтД-29/ ТОВ «БК «Діспомед»
3	940	990	570	100	18,0		СТМП-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4							
4	950	950	540	100	10,3	Підлокітники опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Підніжка знімна, з відкидною складаною опорою для стоп, регулюється за висотою	692/ ТОВ «Слайз Медікал»
	935	890	540	100	13,0		СтД-27/ ТОВ «БК «Діспомед»
5	940	990	570	100	18,0		СТМП-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
6	900	910	590	100	16,0		ES-398/ ТОВ «Мембрам Нова»