

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

Крісла-стілці на колесах, нескладані, регулюються за висотою



1



2



3

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники. Підніжка фіксована або знімна. Підніжка може бути відсутня

Н	L	В	 (kg)		Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.1-1-1-2-1-2-1-1.3.4-1.2.4						
1	970-1010	895	585	100	13,1	123.M1-6/ <i>ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
2	900-1000	990	570	100	19,0	
ОД.3.1-1-1-1-1-2-1-1-5						
3	970-1010	840	585	100	13,1	123.M1-5/ <i>ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>