

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

Крісла-стілець на колесах, нескладані, не регулюються за висотою



1



2



3

Опис конструкції

Складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають відкидні або фіксовані підлокітники, запобіжні гальма. Підніжка відсутня

Н	L	В	 (kg)		Особливості конструкції	Модель/ Виробник	
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0							
1	970	590	585	100	13,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм. Підніжка відсутня.	123.М1-1/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
2	830	615	590	100	13,5		СТ-2/ Харківське КЕПОП
ОД.3.1-1-1-1-1-2-0-1-0							
3	970	590	585	100	13,1	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм. Підніжка відсутня.	123.М1-4/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

*Крісла-стілці на колесах, нескладані, не регулюються за висотою
(продовження)*



4



5



6



7



8



9



10



11

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі та сидіння з гігієнічним отвором, мають відкидні або фіксовані підлокітники. Підніжка фіксована або знімна або з відкидною опорою для стоп. Моделі СТДР-2.1.0 та СТМД-2.1.0 призначені для дітей

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ НА КОЛЕСАХ

**Крісла-стілці на колесах, нескладані, не регулюються за висотою
(продовження)**

Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник	
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-0-5							
4	970	840	585	100	13,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка фіксована.	123.M1-2/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-3.4-3							
5	975	755	600	100	21,2	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність м'якого сидіння та спинки. З відкидною суцільною опорою для стоп	СТ-3/ Харківське КЕПОП
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.4							
6	970	960	585	100	13,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Знімна підніжка, з відкидною складаною опорою для стоп	123/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4							
7	970	895	585	100	13,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Знімна підніжка, регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	123.M1-3/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
	925	920	600	120	28,0		Стоїк-14 НМ093 (ЗММ.14)/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
8	940	990	570	100	18,0		СТРМ-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.5							
9	970	960	585	100	13,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Знімна підніжка, фіксована	123.M1/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
ОД.3.1-2-1-1-1-2-0-1.3.4-5							
10	900	730	580	60	15,0	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Підніжка фіксована	СТДР-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.3.1-2-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4							
11	890	950	570	80	17,0	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Наявність запобіжних гальм, м'якого сидіння та спинки. Знімна підніжка, регулюється за висотою, з відкидною складаною опорою для стоп	СТМД-2.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»