

КРІСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС ІЗ БІОТУАЛЕТНИМ БЛОКОМ

Крісла-стілці без коліс, нескладані, не регулюються за висотою



1



2



3

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та біотуалетного блоку, мають фіксовані підлокітники. Підніжка відсутня

Н	L	В	 (kg)	 kg	Особливості конструкції	Модель/ Виробник	
ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-2-0							
1	800	425	555	100	8,9	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Наявність біотуалетного блоку. Підніжка відсутня.	123.М3-1/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
2	825	530	530	100	9,25		СТ-8/ Харківське КЕПОП
ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-2-0							
3	840	570	575	100	9,0	Підлокітники фіксовані. Рама з алюмінієвого сплаву. Наявність біотуалетного блоку. Підніжка відсутня.	СТД-07/ ТОВ «ВК «Діспомед»