

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС ІЗ БІОТУАЛЕТНИМ БЛОКОМ

Код ISO 9999: 09 12 03

КОД ДКПП: 32.50.30

Код УКТЗЕД: 9402 90 00 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручності при задоволенні природних потреб

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ:

- опорні ніжки із гумовими наконечниками;
- нескладане;
- не регулюється за висотою;
із біотуалетним блоком (з опорним блоком для встановлення біотуалету).

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

Набута або вроджена відсутність обох нижніх кінцівок на будь-якому рівні (за винятком пальців), набутий або вроджений дефект однієї кінцівки при порушенні функції другої кінцівки, наслідки захворювань хребта та спинного мозку та (або) нижніх кінцівок з порушенням рухових функцій, що унеможливають здійснення заходів з особистої гігієни без застосування допоміжних засобів, за умови збереження здатності сидіти.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Неможливість підтримувати положення сидячи.