

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС

Крісла-стілці без коліс, складані, регулюються за висотою



Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі і алюмінію та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані підлокітники. Підніжка відсутня. Модель СтхД-821- при відокремленні туалетного блоку можуть використовуватися як ходунки-рамки

	Н	L	В	 (kg)	 (kg)	Особливості конструкції	Модель/ Виробник
	ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0						
1	855-895	495	560	100	12,1	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка відсутня.	123.M2-3/ <i>ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
2	730-830	510	540	100	6,3		ЗММ.21.01/ <i>ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»</i>
3	730-830	550	490	100	5,8		894/ <i>ТОВ «Слайг Медікал»</i>
ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-3-0							
4	855-955	490-510	515	100	8,5	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. М'яке сидіння. Підніжка відсутня.	СтД-04/ <i>ТОВ «ВК «Діспомед»</i>
5	710-810	400	600	100	9,2		СТМС-1.1.0/ <i>ТОВ «Норма-Трейд»</i>
ОД.3.1-1-0-1-2-1-1-0-0							
6	805-985	540	560	100	4,5	Підлокітники фіксовані. Рама алюмінієвого сплаву. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка відсутня.	СтхД-821/ <i>ТОВ «ВК «Діспомед»</i>