

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС

Крісла-стілці без коліс, складані, не регулюються за висотою



Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають відкидні або фіксовані підлокітники. Підніжка відсутня

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.1-1-0-2-2-2-0-0-0							
1	855	495	560	100	12,1	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка відсутня.	123.M2-1/ <i>ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
2	850	540	570	100	11,5		СТ-1С/ <i>Харківське КЕПОП</i>
3	840	520	530	100	8,8		СТ-5/ <i>Харківське КЕПОП</i>
ОД.3.1-1-0-1-2-1-0-0-0							
4	750	400	600	90	3,5	Підлокітники фіксовані. Рама залюмінієвого сплаву. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка відсутня.	СТС-2.2.0/ <i>ТОВ «Норма-Трейд»</i>