

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС

Крісла-стілці без коліс, нескладані, регулюються за висотою



1



2



3



4

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники. Підніжка відсутня

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0							
1	875-915	485	565	100	8,9	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка відсутня.	123.МЗ-4/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
2	625-725	460	560	100	7,0		СТД-06/ ТОВ «БК «Діспомед»
ОД.3.1-1-0-1-1-2-1-0-0							
3	825-865	475	555	100	8,9	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Пристосування або опорядження відсутні. Підніжка відсутня.	123.МЗ-2/ ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»
ОД.3.1-1-0-1-1-1-1-0-0							
4	710-810	470	710	90	4,5	Підлокітники фіксовані. Рама з алюмінієвого сплаву. Підніжка відсутня. Пристосування або опорядження відсутні	СТ-1.2.0/ ТОВ «Норма-Трейд»