

КРИСЛА-СТІЛЬЦІ БЕЗ КОЛІС

Крісла-стілці без коліс, нескладані, не регулюються за висотою



1



2



3



4



5



6

Опис конструкції

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники.
Підніжка відсутня

Крісла-стілці без коліс, нескладані, не регулюються за висотою
(продовження)

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-0-0							
	800	425	555	100	8,9	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Підніжка відсутня. Пристосування або опорядження відсутні	123.М3/ <i>ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
1	760-860	405	550	100	8,5		Стойк-14НМ100 (3ММ.15)/ <i>ТОВ «Світ Літньої Людини»</i>
ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-3.4-0							
2	805	630	600	100	7,8	Підлокітники фіксовані. Рама зі сталі. Підніжка відсутня. М'які сидіння та спинка	СтД-05/ <i>ТОВ «БК «Діспомед»</i>
3	800	470	710	100	12,5		СТМ-2.1.0/ <i>ТОВ «Норма-Трейд»</i>
ОД.3.1-1-0-2-1-2-0-0-0							
4	850	480	565	100	8,9	Підлокітники відкидаються або опускаються. Рама зі сталі. Підніжка відсутня. Пристосування або опорядження відсутні	123.М3-3/ <i>ДАХК «АРТЕМ» ПАТ «Завод «Артемзварювання»</i>
5	830	588	590	100	11,5		СТ-1/ <i>Харківське КЕПОП</i>
ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-0-0							
6	750	470	710	90	4,0	Підлокітники фіксовані. Рама з алюмінієвого сплаву. Підніжка відсутня. Пристосування або опорядження відсутні	СТ-2.2.0/ <i>ТОВ «Норма-Трейд»</i>