

КРИСЛО-СТІЛЕЦЬ

Засіб із вбудованим резервуаром-збірником, який застосовують під час задоволення природних потреб поза ванною кімнатою

КРИСЛО-СТІЛЕЦЬ БЕЗ КОЛІС

Код ISO 9999: 09 12 03

КОД ДКПП: 32.50.30

Код УКТЗЕД: 9402 90 00 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Забезпечення зручності при задоволенні природних потреб

ОБОВ'ЯЗКОВІ ФУНКЦІЇ ТА ОСНАЩЕННЯ:

- опорні ніжки із гумовими наконечниками;
- нескладане / складане;
- не регулюються / регулюються за висотою;
- з гігієнічним пристосуванням.

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ:

Набута або вроджена відсутність обох нижніх кінцівок на будь-якому рівні (за винятком пальців), набутий або вроджений дефект однієї кінцівки при порушенні функції другої кінцівки, наслідки захворювань хребта та спинного мозку та (або) нижніх кінцівок з порушенням рухових функцій, що унеможливають здійснення заходів з особистої гігієни без застосування допоміжних засобів, за умови збереження здатності сидіти.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Неможливість підтримувати положення сидячи.