

## КОШИКИ (СТІЛЬЦІ) ДЛЯ ПЕРЕНЕСЕННЯ



1



2



3

### Технічні характеристики та оснащення моделі

Моделі ССП-1 та КП-1 складаються з трубчастого каркасу, виконаного з двох П-образних частин, на яких закріплено дві лямки з наплічниками.

Довжина лямок регулюється. Попереду до каркасу закріплено пояс, який утримує особу у сидячому положенні

Модель Л-1 не має жорсткого каркасу та регулюємих лямок.

|        | Н        | L   | В   | <br>(kg) | <br>(kg) | Особливості<br>конструкції | Модель/ Виробник                 |
|--------|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ОР.3.3 |          |     |     |                                                                                             |                                                                                             |                            |                                  |
| 1      | 800-1230 | 470 | 550 | 75                                                                                          | 3,3                                                                                         | -                          | <b>КП-1</b><br>ТОВ "Норма-Трейд" |
| 2      | 450      | 400 | 400 | 100                                                                                         | 6,0                                                                                         | -                          | <b>Л-1</b><br>ТОВ "Норма-Трейд"  |
| 3      | 830-980  | 490 | 720 | 80                                                                                          | 3,5                                                                                         | -                          | <b>ССП-1</b><br>Харківське КЕПОП |