

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

СИДІННЯ ДЛЯ ВАННИ, СИДІННЯ ДЛЯ ДУШУ



1



2



3



4



5



6



7



8



9

Опис конструкції

Сидіння для ванни(душу) складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння зі спинкою (або без спинки), яке виготовляють з деревини або полімерних матеріалів

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

СИДІННЯ ДЛЯ ВАННИ, СИДІННЯ ДЛЯ ДУШУ (продовження)

    						Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.4.1.1-1.3-2-2							
	200	370	630-730	100	4,7	Сталь та деревина, ширина регулюється, наявність спинки	СВ-1/ Харківське КЕПОП
ОД.4.1.1-1.4-2-2							
	350	385	630-730	100	4,2	Сталь та полімерні матеріали, ширина регулюється, наявність спинки	СВ-2/ Харківське КЕПОП
1	325-380	365	700-840	100	4,0		СгД-02-02/ ТОВ «БК «Діспомед»
ОД.4.1.1-1.4-2-1							
2	170	370	710-850	100	2,0	Сталь та полімерні матеріали, ширина регулюється, спинка відсутня	СгД-02-01/ ТОВ «БК «Діспомед»
ОД.4.1.1-1.3-2-1							
3	77	710	340	100	1,3	Сталь та деревина, ширина регулюється, спинка відсутня	Стоїк-14 НМ013 (8ММ.26)/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
ОД.4.1.1-1.4-1-1							
4	260	390	690	100	2,3	Сталь та полімерні матеріали, ширина не регулюється, спинка відсутня	Стоїк-14 НМ064 (8ММ.27)/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
ОД.4.1.1-2.4-1-1							
5	190	230	745	100	1,4	Алюмінієвий сплав та полімерні матеріали, ширина не регулюється, спинка відсутня	СгД-02/ ТОВ «БК «Діспомед»
ОД.4.1.1-1.3-1-2							
6	295	430	697	120	3,7	Сталь та деревина, ширина не регулюється, наявність спинки	Стоїк 51-026/ ТОВ «Світ Літньої Людини»
ОД.4.1.1-1.4-1-2							
7	475	447	710	100	3,97	Сталь та полімерні матеріали, ширина не регулюється, наявність спинки	СВС-3.1.0/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.4.1.2-1.4-1-1							
8	185	450	414	80	4,8	Сталь та полімерні матеріали, ширина не регулюється, спинка відсутня	ДС-5.1.2/ ТОВ «Норма-Трейд»
ОД.4.1.2-1.4-1-2							
9	602	450	414	80	5,9	Сталь та полімерні матеріали, ширина не регулюється, має спинку	ДСС-5.1.2/ ТОВ «Норма-Трейд»