

БРУСНЯ, РУКІВ'Я (ПОРУЧНІ) прями

Опис конструкції

Виготовлені зі сталеві труби, на кінцях якої встановлені монтажні фланці з отворами для кріпильних елементів або дуги, до якої приварені накладки.

Кріпляться до стін. Можуть бути посилені додатковими фланцями.

Допустиме навантаження - 60 кг.



Модель	Виробник
МО.2.1.2.2	
Прямі	
ПП-5.1.2.1	ПОГ «Інватех»/ ТОВ «Норма-Трейд»
ПП-5.1.2.9	
ПП-5.1.2.17	
ПП-5.1.2.25	
СТОІК-14НМ066/8ММ.23	ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»

Технічні характеристики виробів наведені в НД виробника