


ВІДКІДНІ ПОВОРІТНІ ПІДТРИМУЮЧІ ПРИСТРОЇ



1

Опис конструкції

Поворотний підтримуючий пристрій складається з опори із сталеві труби, тримача туалетного папіру, шарніра, монтажної панелі з отворами для кріпильних елементів, щоб кріпити пристрій до полу. Пристрій може фіксуватись вздовж стіни в вертикальному положенні та мати поверхню для розміщення рушника.

Модель	Виробник
МО.2.1.3.2	
Відкідні	
1 ОТ-6.1.1.1	ПОГ «Інватех»/ ТОВ «Норма-Трейд»

Технічні характеристики виробів наведені в НД виробника