


БРУСНЯ, РУКІВ'Я (ПОРУЧНІ) складної конструкції,
з жорстким фіксуванням до стіни



Опис конструкції

Комбінований підтримуючий пристрій складається із сталеві труби, монтажних фланців. Опора монтується в положенні, що не заважає користуватися унітазом людям без явних фізичних недоліків.



Модель	Виробник
МО.2.1.3.3	
Складної конструкції	
1 ОТ-5.1.2.9	ТОВ «Норма-Трейд»
2 ОУ-5.1.2.45	ТОВ «Норма-Трейд»

Технічні характеристики виробів наведені в НД виробника