


БРУСНЯ, РУКІВ'Я (ПОРУЧНІ) складної конструкції,
з жорстким фіксуванням до стіни, відкідні



1

Опис конструкції

Руків'я складається з дуги, до якої приварений стержень для туалетного паперу. Дуга кріпиться на кронштейні й підіймається з горизонтального положення на 90°, фіксується у верхньому положенні. Кронштейн кріпиться до стіни. Модель **ОТ-6.1.2.7** має додаткову стійку, яка відкидається у неробочому положенні. Допустиме навантаження - 80 кг.



2

Модель		Виробник
МО.2.1.2.3		
Відкідні		
1	ОТ-6.1.2.5	ТОВ «Норма-Трейд»
2	ОТ-6.1.2.7	ТОВ «Норма-Трейд»

Технічні характеристики виробів наведені в НД виробника