

ЛІЖКА З ЕЛЕКТРИЧНИМ ПРИВОДОМ



1



2

Опис конструкції

Ліжко складається з металевої рами та 3-х/4-х секційної опори матраца. Три секції регульовані. Регулювання за допомогою електричного приводу. Ліжко обладнано матрацом, колесами, гальмами та бічними поручнями.

|                | Н        | L    | В    | <br>(kg) | <br>(kg) | Особливості<br>конструкції                                                                                                          | Модель/ Виробник                                                        |
|----------------|----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| МО.1.3.2-1-3-2 |          |      |      |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                         |
| 1              | 460-720  | 2160 | 1000 | 150                                                                                         | 100                                                                                         | Регулюється за висотою, 4-х секційне, три регульовані секції.                                                                       | <b>KY302D-32<br/>HOSPITAL BED</b><br>ТОВ "ІНВАПОЛ"                      |
| 2              | 750-1145 | 2120 | 1040 | 135                                                                                         | 85                                                                                          | Регулюється за висотою, 4-х секційне, три регульовані секції. Додатково оснащено поручнем для самопідймання та мотузковими сходами. | <b>P025001140111036</b><br>ТОВ «Світ Літньої<br>Людини та Реабілітації» |