

ЛІЖКА З РУЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ



	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.3.1-2-2-2							
1	520	2000	870	120	42	Не регулюється за висотою, 3-х секційне, три регульовані секції	300-НС-LA ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»
МО.1.3.1-2-3-2							
2	540	2150	940	100	74	Не регулюється за висотою, 4-х секційне, три регульовані секції	ЛІ-ІІІ ПОГ «Інватех»
МО.1.3.1-2-3-2							
3	500	2100	950	150	80	Не регулюється за висотою, 4-х секційне, три регульовані секції	KY213S-32 HOSPITAL BED ТОВ "ІНВАПОЛ"
4	500	2200	1000	150	100	Не регулюється за висотою, 4-х секційне, три регульовані секції	KY405S-32 HOSPITAL BED ТОВ "ІНВАПОЛ"

Опис конструкції

Ліжко складається з металевої рами та 3х/4-х секційної опори матраца, з яких три секції регульовані, для різних частин тіла користувача, регулювання - ручне. Ліжка обладнані матрацом, колесами, гальмами та бічними поручнями.