

ПМЗ.8 - ПРОТЕЗИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ АСИМЕТРИЧНОЇ ТРИКУТНОЇ ФОРМИ

Код ISO 9999 - 06 30 18

Код ДКПП - 32.50.22-90.31

Код УКДЗЕД - 9021 39 90 00

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Одно- чи двобічна часткова мастектомія.

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсування косметичного дефекту та попередження виникнення захворювань та дефектів хребта.

Опис конструкції

Складається з оболонки з поліуретану, яка заповнена силіконовим гелем.

Протез має асиметричну форму, за рахунок чого одночасно відновлює контур молочної залози та частину підпахвової області після радикальної мастектомії.

Має ліве та праве виконання.

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.8						
1	0	A,B,C	142	110	0,111	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	1	A,B,C	145	112	0,128	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	2	A,B,C	150	115	0,149	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	3	A,B,C	155	120	0,182	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	4	A,B,C	163	125	0,230	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"



1



2

Технічні характеристики

Типо розміри		Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник
ПМ3.8						
1	5	A,B,C	172	130	0,301	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	6	A,B,C	182	135	0,369	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	7	A,B,C	192	145	0,454	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	8	A,B,C				Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	9	A,B,C	208	170	0,685	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	10	A,B,C	218	180	0,833	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	11	A,B,C	235	188	0,987	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	12	A,B,C	250	200	1,226	Essential 2A 353/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	0	A,B,C	142	110	0,079	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	1	A,B,C	145	112	0,091	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	2	A,B,C	150	115	0,106	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	3	A,B,C	155	120	0,130	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
2	4	A,B,C	163	125	0,164	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	5	A,B,C	172	130	0,215	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	6	A,B,C	182	135	0,263	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	7	A,B,C	192	145	0,324	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	8	A,B,C	198	155	0,401	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	9	A,B,C	208	170	0,489	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	10	A,B,C	218	180	0,595	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	11	A,B,C	235	188	0,705	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	12	A,B,C	250	200	0,876	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	13	A,B,C	268	213	0,885	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	14	A,B,C	275	220	1,031	Essential Light 2A 356/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"