

**ПМЗ.1 - ПРОТЕЗИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
АСИМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ****Код ISO 9999 - 06 30 18****Код ДКПП - 32.50.22-90.31****Код УКДЗЕД - 9021 39 90 00****◆ ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ**

Одно- чи двобічна мастектомія

**1****ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ**


Компенсування косметичного дефекту та попередження виникнення захворювань та дефектів хребта

**2****Опис конструкції**

Складається з оболонки з поліуретану, яка заповнена силіконовим гелем

Протез має асиметричну форму, за рахунок чого одночасно відновлює контур молочної залози та частину підпахвової області після радикальної мастектомії.

Має ліве та праве виконання.

**3****Технічні характеристики****4**

Типо розміри		Об'єм чашки	Н	L		Модель/Виробник
ПМЗ.1						
1	3	В	78	156	0,25	ЗВР.01.05/ АТ "Ортодопомога" у формі ТОВ
	4	В	87	165	0,34	ЗВР.01.05/ АТ "Ортодопомога" у формі ТОВ
	5	В	92	172	0,43	ЗВР.01.05/ АТ "Ортодопомога" у формі ТОВ
	6	В	96	182	0,56	ЗВР.01.05/ АТ "Ортодопомога" у формі ТОВ

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чаши	Н	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.1						
2	1	A,B,C,D	100	140	0,10-0,15	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	2	A,B,C,D	110	155	0,15-0,25	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	3	A,B,C,D	120	165	0,25-0,35	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	4	A,B,C,D	130	175	0,35-0,45	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	5	A,B,C,D	145	185	0,45-0,60	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	6	A,B,C,D	165	200	0,60-0,70	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	7	A,B,C,D	180	215	0,70-0,80	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	8	A,B,C,D	190	235	0,80-0,90	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	9	A,B,C,D	200	245	0,86-1,10	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
	10	A,B,C,D	200	250	0,90-1,20	ПМЗ-3/ ТОВ ОНВРЦ "Ортес"
3	0	A,B,C	290	126	0,84	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	1	A,B,C	320	136	1,08	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	2	A,B,C	400	146	1,66	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	3	A,B,C	420	156	1,88	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	4	A,B,C	460	166	2,40	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	5	A,B,C	550	170	3,13	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	6	A,B,C	570	186	3,83	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	7	A,B,C	640	195	4,86	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	8	A,B,C	700	205	0,594	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	9	A,B,C	720	216	0,707	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	10	A,B,C	780	230	0,797	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	11	A,B,C	820	248	0,974	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	12	A,B,C	900	258	1,179	Essential 3A 255/ ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"