

**ПМЗ.5 - ПРОТЕЗИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
СЕКТОРАЛЬНІ****Код ISO 9999 - 06 30 18****Код ДКПП - 32.50.22-90.31****Код УКДЗЕД - 9021 39 90 00****ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ**

Одно- чи двобічна мастектомія.

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсування косметичного дефекту та попередження виникнення захворювань та дефектів хребта.

Опис конструкції

Секторальні протези виготовляються різних форм, які допомагають відновити контур молочної залози після органозберігаючої операції.

Складається з оболонки з поліуретану, яка заповнена силіконовим гелем.

**ПМЗ.5.1 - Протези молочної залози
секторальні симетричної трикутної форми****Технічні характеристики**

Типо розміри		Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник
ПМЗ.5.1						
1	1/2	A,B,C	135	107	0,061	Balance Delta 282A ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	3/4	A,B,C	157	120	0,103	Balance Delta 282A ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	5/6	A,B,C	178	135	0,149	Balance Delta 282A ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	7/8	A,B,C	202	145	0,209	Balance Delta 282A ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	9/10	A,B,C	222	167	0,278	Balance Delta 282A ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"