

ПМЗ.2 - ПРОТЕЗИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ СИМЕТРИЧНОЇ КРАПЛЕПОДІБНОЇ ФОРМИ (продовження)

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Одно- чи двобічна мастектомія

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсування косметичного дефекту та попередження виникнення захворювань та дефектів хребта.



1

ПМЗ.2.2 - Протези молочної залози симетричної краплеподібної форми з пролонгацією



2

Опис конструкції

Протез має форму краплі, за рахунок чого відновлює контур молочної залози та частину підпахвової області після радикальної мастектомії.

Складається з оболонки з поліуретану, яка заповнена силіконовим гелем.



3

Технічні характеристики



4

Типо розміри	Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.2.2						
1	0	B	56	153	0,15	ЗВР.01.01/ АТ “Ортодопомога”у формі ТОВ ТОВ “Друкмаш-центр”
	1	B	59	162	0,20	ЗВР.01.01/ АТ “Ортодопомога”у формі ТОВ ТОВ “Друкмаш-центр”
	2	B	62	170	0,25	ЗВР.01.01/ АТ “Ортодопомога”у формі ТОВ ТОВ “Друкмаш-центр”
	3	B	64	175	0,30	ЗВР.01.01/ АТ “Ортодопомога”у формі ТОВ ТОВ “Друкмаш-центр”

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник	
ПМ3.2.2						
	4	B	68	185	0,40	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	5	B,C,D	75	205	0,45; 0,50; 0,55	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	6	A,B,C,D	78	216	0,60; 0,65; 0,70; 0,75	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	7	B,C,D	86	227	0,80; 0,85; 0,90	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	8	B,C	96	240	0,95;1,0	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	9	B	98	256	1,20	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	10	B	105	258	1,35	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	11	B	105	258	1,50	ЗВР.01.02/ АТ "Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
2	0		88	125	0,118	4001/ BOI COIY "Владислава"
	1		95	138	0,130	4001/ BOI COIY "Владислава"
	2		98	146	0,165	4001/ BOI COIY "Владислава"
	3		108	157	0,206	4001/ BOI COIY "Владислава"
	4		115	165	0,245	4001/ BOI COIY "Владислава"
	5		122	173	0,320	4001/ BOI COIY "Владислава"
	6		125	186	0,356	4001/ BOI COIY "Владислава"
	7		140	202	0,420	4001/ BOI COIY "Владислава"
	8		145	207	0,480	4001/ BOI COIY "Владислава"
	9		146	210	0,530	4001/ BOI COIY "Владислава"
	10		147	215	0,580	4001/ BOI COIY "Владислава"
	11		152	222	0,640	4001/ BOI COIY "Владислава"
	12		163	233	0,700	4001/ BOI COIY "Владислава"
	13		164	237	0,750	4001/ BOI COIY "Владислава"
	14		172	245	0,850	4001/ BOI COIY "Владислава"

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чаши	Н	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.2.2						
	15		177	252	0,920	4001/ ВОІ СОІУ “Владислава”
	16		185	158	0,980	4001/ ВОІ СОІУ “Владислава”
3	1	A,B,C	115	112	0,111	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	2	A,B,C	122	121	0,152	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	3	A,B,C	134	130	0,201	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	4	A,B,C	142	140	0,258	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	5	A,B,C	152	148	0,332	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	6	A,B,C	160	157	0,414	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	7	A,B,C	172	167	0,495	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	8	A,B,C	182	162	0,572	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	9	A,B,C	192	170	0,687	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	10	A,B,C	197	180	0,787	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	11	A,B,C	210	190	0,945	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	12	A,B,C	217	197	1,134	Essential 1S 630/ ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”