

ПМЗ.3 - ПРОТЕЗИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ СИМЕТРИЧНОЇ СЕРЦЕПОДІБНОЇ ФОРМИ

Код ISO 9999 - 06 30 18

Код ДКПП - 32.50.22-90.31

Код УКДЗЕД - 9021 39 90 00

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Одно- чи двобічна мастектомія.



1

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсування косметичного дефекту та попередження виникнення захворювань та дефектів хребта.



2


Опис конструкції

Складається з оболонки з поліуретану, яка заповнена силіконовим гелем.

Протез має серцеподібну форму, за рахунок чого відновлює контур молочної залози та частину підпахвової області після радикальної мастектомії. Рекомендується за невеликих розмірів чашки ліфа.



3



4

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чашки	Н	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.3						
1	1	В	116	132	0,18	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	2	В	117	133	0,22	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	3	В	126	140	0,25	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	4	В	138	150	0,38	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	5	В	146	162	0,43	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	6	В	160	184	0,62	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"
	7	В	174	198	0,77	ЗВР.01.03 АТ"Ортодопомога"у формі ТОВ ТОВ "Друкмаш-центр"

Технічні характеристики

Типо розміри		Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник
ПМЗ.3						
2	1	A,B,C,D	120	120	0,130-0,160	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
	2	A,B,C,D	130	130	0,170-0,200	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
	3	A,B,C,D	140	140	0,200-0,260	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
	4	A,B,C,D	150	145	0,260-0,350	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
	5	A,B,C,D	160	160	0,330-0,420	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
	6	A,B,C,D	170	175	0,400-0,500	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
	7	A,B,C,D	180	180	0,500-0,600	ПМЗ-4 ТОВ ОНВРЦ "Ортекс"
3	1	A,B,C	250	110	0,103	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	2	A,B,C	300	120	0,143	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	3	A,B,C	340	130	0,191	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	4	A,B,C	380	140	0,246	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	5	A,B,C	440	146	0,320	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	6	A,B,C	460	160	0,382	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	7	A,B,C	510	170	0,471	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	8	A,B,C	550	176	0,560	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	9	A,B,C	580	185	0,669	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	10	A,B,C	620	195	0,773	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	11	A,B,C	670	205	0,899	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	12	A,B,C	720	215	1,052	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	13	A,B,C	740	215	1,186	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"
	14	A,B,C	800	230	1,402	Nature 2U (394) ТОВ НВЦ "АЛЬМА"