

ПМЗ.4 - ПРОТЕЗИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ СИМЕТРИЧНОЇ ТРИКУТНОЇ ФОРМИ

Код ISO 9999 - 06 30 18

Код ДКПП - 32.50.22-90.31

Код УКДЗЕД - 9021 39 90 00

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Одно- чи двобічна часткова мастектомія

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Компенсування косметичного дефекту та попередження виникнення захворювань та дефектів хребта.



5

Опис конструкції

Складається з оболонки з поліуретану, яка заповнена силіконовим гелем.

Протез має трикутну форму, за рахунок чого компенсує відсутність тканин грудних м'язів без збільшення ваги. Відновлює контур молочної залози та частину підпашової області після радикальної мастектомії. Рекомендується за великих розмірів чашки ліфа.



6

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чашки	H	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.4						
5	1	A,B,C	125	102	0,107	Essential 2S 440 ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	2	A,B,C	134	110	0,143	Essential 2S 440 ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	3	A,B,C	145	118	0,192	Essential 2S 440 ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	4	A,B,C	155	125	0,247	Essential 2S 440 ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"
	5	A,B,C	165	135	0,307	Essential 2S 440 ТОВ "НВЦ "АЛЬМА"



7



8



9

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.4						
	6	A,B,C	175	142	0,384	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	7	A,B,C	185	150	0,467	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	8	A,B,C	196	160	0,556	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	9	A,B,C	208	168	0,649	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	10	A,B,C	222	180	0,773	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	11	A,B,C	228	188	0,894	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	12	A,B,C	235	197	1,022	Essential 2S 440 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
6	1	A,B,C	102	125	0,107	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	2	A,B,C	110	134	0,143	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	3	A,B,C	145	118	0,192	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	4	A,B,C	155	125	0,247	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	5	A,B,C	165	135	0,307	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	6	A,B,C	175	142	0,384	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	7	A,B,C	185	150	0,467	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	8	A,B,C	196	160	0,556	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	9	A,B,C	208	168	0,649	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	10	A,B,C	222	180	0,773	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	11	A,B,C	228	188	0,894	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	12	A,B,C	235	197	1,022	Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	13	A,B,C	241	201		Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	14	A,B,C	246	209		Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	15	A,B,C	252	215		Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	16	A,B,C	257	219		Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	17	A,B,C	261	223		Essential Light 2S 442 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”

Технічні характеристики

Типо розміри	Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник	
ПМЗ.4						
7	1	A,B,C	135	112	0,098	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	2	A,B,C	145	117	0,133	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	3	A,B,C	152	125	0,178	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	4	A,B,C	162	130	0,236	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	5	A,B,C	168	137	0,296	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	6	A,B,C	175	144	0,358	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	7	A,B,C	180	147	0,434	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	8	A,B,C	187	150	0,514	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	9	A,B,C	190	157	0,608	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	10	A,B,C	192	162	0,709	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	11	A,B,C	195	167	0,819	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
	12	A,B,C	198	172	0,941	Essential 3S 363 ТОВ “НВЦ “АЛЬМА”
8	1	—	—	—	0,086	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	2	—	—	—	0,116	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	3	—	—	—	0,152	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	4	—	—	—	0,200	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	5	—	—	—	0,249	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	6	—	—	—	0,304	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	7	—	—	—	0,375	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	8	—	—	—	0,440	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	9	—	—	—	0,510	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	10	—	—	—	0,606	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	11	—	—	—	0,716	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”
	12	—	—	—	0,811	Classic Triangle Standart 10274 ТОВ “Рез Трейд”

Технічні характеристики

Типо розміри		Об'єм чаши	H	L		Модель/Виробник
ПМЗ.4						
9	1	—	—	—	0,078	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	2	—	—	—	0,111	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	3	—	—	—	0,153	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	4	—	—	—	0,193	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	5	—	—	—	0,257	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	6	—	—	—	0,313	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	7	—	—	—	0,392	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	8	—	—	—	0,478	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	9	—	—	—	0,558	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	10	—	—	—	0,650	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	11	—	—	—	0,771	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	12	—	—	—	0,896	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	13	—	—	—	1,031	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	14	—	—	—	1,242	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	15	—	—	—	1,402	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	16	—	—	—	1,563	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	17	—	—	—	1,679	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"
	18	—	—	—	1,795	Classic Triangle Standart 1044 ТОВ "Рєа Трейд"