

СТІЛЬЦІ ПЕРЕСУВНІ



1

Опис конструкції

Стілець різновисокий складається з каркасу та сидіння з деревини. Зміна висоти стільця здійснюється установленням його в різних положеннях на підлозі.



2



3

Опис конструкції

Стілець пересувний складається з рами з деревини, чотирьох самоорієнтованих коліс, сидіння, спинки та поручнів. Регулюється за висотою. Забезпечує тренування м'язів, розвиток рівноваги та координації рухів.

Додаткова інформація:

Модель АНТ 340 розрахована на зріст користувача до 120 см.

	Н	L	В			Особливості конструкції	Модель/ Виробник
МО.1.2.1.2-2-2-1-1Д							
1	350	325	355	40	3,5	Нескладані. Висота регулюється, кут нахилу, глибина сидіння не регулюються.	АНТ 320 ТОВ НВЦ “Антеї ЛТД”
МО.1.2.1.3-2-2-1-1Д							
2	750-850	730	380	25	6,0	Нескладані. Висота регулюється, кут нахилу, глибина сидіння не регулюються.	АНТ 340 ТОВ НВЦ “Антеї ЛТД”
3	880-1080	730	450	20	11,0		ССМд-1 ТОВ “Норма-Трейд”