

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ

СТІЛЬЦІ



1



2



3

Опис конструкції

Стільці складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву, сидіння та спинки з полімерних матеріалів, підлокітників (або без них).

Може мати виріз для гігієнічних процедур

    						Особливості конструкції	Модель/ Виробник
ОД.4.3.2-1.4-2-1-1							
1	820	530	530	100	9,25	має підлокітники виріз відсутній висота не регулюється рама - зі сталі	СтК-1/ Харківське КЕПОП
ОД.4.3.2-1.4-2-1-2							
2	760-860	485	520	100	4,0	має підлокітники виріз відсутній висота регулюється рама - зі сталі	СтД-08/ ТОВ «ВК «Діспомед»
ОД.4.3.2-1.2.4-2-2-2							
3	730-830	560	470	100	5,1	має підлокітники та виріз висота регулюється рама - зі сталі та алюмінієвого сплаву	СтД-09/ ТОВ «ВК «Діспомед»