

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З СИЛІКОНОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Код ISO 9999: 06 24 40
Код ДКПП: 32.50.22-39.74
Код УКТЗЕД: 9021 10 10 00

Y	Вид протеза
Z	Місце локалізації дефекту
C	Вид матеріалу

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

- ◆ Поліпшення мікроклімату в приймальній гільзі протезу та захист кукси від механічних впливів під час користування протезом.
- ◆ Утримання протеза на куксі.

Модель/Виробник	Y	Z	C
ОД.1.5.1.2.3.5			
1 ЗКО.01 Вінницьке КЕПОП	для протезів нижніх кінцівок	для кукси гомілки	синтетична тканина
ОД.1.5.1.2.4.5			
2 ЗКО.01 Вінницьке КЕПОП	для протезів нижніх кінцівок	для кукси стегна	синтетична тканина
ОД.1.5.1.2.4.1			
Б-1/ Житомирське ДЕПОП	для протезів нижніх кінцівок	для кукси стегна	бавовняна тканина
Б-2/ Житомирське ДЕПОП			
Б-3/ Житомирське ДЕПОП			
Б-4/ Житомирське ДЕПОП			
Б-5/ Житомирське ДЕПОП			
3 Б-6/ Житомирське ДЕПОП			
Б-7/ Житомирське ДЕПОП			
Б-8/ Житомирське ДЕПОП			
Б-9/ Житомирське ДЕПОП			
Б-10/ Житомирське ДЕПОП			
Б-11/ Житомирське ДЕПОП			
Б-12/ Житомирське ДЕПОП			

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З СИЛІКОНОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C (продовження)

Модель / Виробник		Y	Z	C
ОД.1.5.1.2.4.3				
Б-1/	Житомирське ДЕПОП	для протезів нижніх кінцівок	для кукси стегна	напів- бавовняна тканина
Б-2/	Житомирське ДЕПОП			
Б-3/	Житомирське ДЕПОП			
Б-4/	Житомирське ДЕПОП			
Б-5/	Житомирське ДЕПОП			
4 Б-6/	Житомирське ДЕПОП			
Б-7/	Житомирське ДЕПОП			
Б-8/	Житомирське ДЕПОП			
Б-9/	Житомирське ДЕПОП			
Б-10/	Житомирське ДЕПОП			
Б-11/	Житомирське ДЕПОП			
Б-12/	Житомирське ДЕПОП			
ОД.1.5.1.2.4.4				
Б-1/	Житомирське ДЕПОП	для протезів нижніх кінцівок	для кукси стегна	змішаний тип тканина
Б-2/	Житомирське ДЕПОП			
Б-3/	Житомирське ДЕПОП			
Б-4/	Житомирське ДЕПОП			
Б-5/	Житомирське ДЕПОП			
5 Б-6/	Житомирське ДЕПОП			
Б-7/	Житомирське ДЕПОП			
Б-8/	Житомирське ДЕПОП			
Б-9/	Житомирське ДЕПОП			
Б-10/	Житомирське ДЕПОП			
Б-11/	Житомирське ДЕПОП			
Б-12/	Житомирське ДЕПОП			

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З СИЛІКОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C (продовження)

Модель/ Виробник	Y	Z	C
ОД.1.5.1.2.3.1			
Г-1/ Житомирське ДЕПОП	для протезів нижніх кінцівки	для кукси гомілки	бавовняна тканина
Г-2/ Житомирське ДЕПОП			
Г-3/ Житомирське ДЕПОП			
Г-4/ Житомирське ДЕПОП			
Г-5/ Житомирське ДЕПОП			
6 Г-6/ Житомирське ДЕПОП			
Г-7/ Житомирське ДЕПОП			
Г-8/ Житомирське ДЕПОП			
Г-9/ Житомирське ДЕПОП			
Г-10/ Житомирське ДЕПОП			
Г-11/ Житомирське ДЕПОП			
Г-12/ Житомирське ДЕПОП			
ОД.1.5.1.2.3.3			
Г-1/ Житомирське ДЕПОП	для протезів нижніх кінцівки	для кукси гомілки	напів- вовняна тканина
Г-2/ Житомирське ДЕПОП			
Г-3/ Житомирське ДЕПОП			
Г-4/ Житомирське ДЕПОП			
Г-5/ Житомирське ДЕПОП			
7 Г-6/ Житомирське ДЕПОП			
Г-7/ Житомирське ДЕПОП			
Г-8/ Житомирське ДЕПОП			
Г-9/ Житомирське ДЕПОП			
Г-10/ Житомирське ДЕПОП			
Г-11/ Житомирське ДЕПОП			
Г-12/ Житомирське ДЕПОП			

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З СИЛІКОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C (продовження)

Модель/Виробник		Y	Z	C
ОД.1.5.1.2.3.4				
Г-1/	Житомирське ДЕПОП	для протезів нижніх кінцівок	для кукси гомілки	змішаний тип тканини
Г-2/	Житомирське ДЕПОП			
Г-3/	Житомирське ДЕПОП			
Г-4/	Житомирське ДЕПОП			
Г-5/	Житомирське ДЕПОП			
8 Г-6/	Житомирське ДЕПОП			
Г-7/	Житомирське ДЕПОП			
Г-8/	Житомирське ДЕПОП			
Г-9/	Житомирське ДЕПОП			
Г-10/	Житомирське ДЕПОП			
Г-11/	Житомирське ДЕПОП			
Г-12/	Житомирське ДЕПОП			
ОД.1.5.1.1.2.1				
П-1/	Житомирське ДЕПОП	для протезів верхніх кінцівок	для кукси плеча	бавовняна тканина
9 П-2/	Житомирське ДЕПОП			
П-3/	Житомирське ДЕПОП			
П-4/	Житомирське ДЕПОП			
ОД.1.5.1.1.2.4				
П-1/	Житомирське ДЕПОП	для протезів верхніх кінцівок	для кукси плеча	змішаний тип тканини
10 П-2/	Житомирське ДЕПОП			
П-3/	Житомирське ДЕПОП			
П-4/	Житомирське ДЕПОП			
ОД.1.5.1.1.1.1				
ПП-1/	Житомирське ДЕПОП	для протезів верхніх кінцівок	для кукси передпліччя	бавовняна тканина
11 ПП-2/	Житомирське ДЕПОП			
ПП-3/	Житомирське ДЕПОП			
ПП-4/	Житомирське ДЕПОП			

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З
СИЛІКОНОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C (продовження)

Модель/Виробник		Y	Z	C
ОД.1.5.1.1.1.4				
ПП-1/ Житомирське ДЕПОП	12 ПП-2/ Житомирське ДЕПОП ПП-3/ Житомирське ДЕПОП ПП-4/ Житомирське ДЕПОП	для протезів верхніх кінцівок	для кукси передпліччя	змішаний тип тканини
ОД.1.5.1.2.3,4,5				
КСМ 08-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»	13 КСМ 14-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна» КСМ 18-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна» КСМ 22-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»	для протезів нижніх кінцівок	для кукс гомілки та стегна	синтетична тканина
ОД.1.5.1.2.3,4,5				
КСМ 08-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»	14 КСМ 14-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна» КСМ 18-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна» КСМ 22-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»	для протезів нижніх кінцівок	для кукс гомілки та стегна	синтетична тканина
ОД.1.5.1.2.3,4,5				
КСН 08-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»	15 КСН 14-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна» КСН 18-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна» КСН 22-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»	для протезів нижніх кінцівок	для кукс гомілки та стегна	синтетична тканина

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З
СИЛІКОНОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C (продовження)

Модель/Виробник	Y	Z	C
ОД.1.5.1.2.3,4,5			
KCN 08-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»	для протезів нижніх кінцівки	для кукс гомілки та стегна	синтетична тканина
KCN 10-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
16 KCN 14-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
KCN 18-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
KCN 22-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
ОД.1.5.1.2.3,4,5			
KCW 08-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»	для протезів нижніх кінцівки	для кукс гомілки та стегна	синтетична тканина
KCW 10-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
17 KCW 14-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
KCW 18-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
KCW 22-1-2-3N ТОВ «Альпс Україна»			
ОД.1.5.1.2.3,4,5			
KCW 08-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»	для протезів нижніх кінцівки	для кукс гомілки та стегна	синтетична тканина
KCW 10-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»			
18 KCW 14-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»			
KCW 18-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»			
KCW 22-1-2-3HR ТОВ «Альпс Україна»			

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ТА ВКЛАДИШІ З СИЛІКОНОВОЇ АБО ГЕЛЕВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

ЧОХЛИ ДЛЯ КУКС ОД.1.5.1.Y.Z.C (продовження)

Модель/Виробник	Y	Z	C
ОД.1.5.1.2.3,4.4			
25A11/20W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»	для протезів нижніх кінцівок	для кукс гомілки та стегна	змішаний тип тканини
25A11/25W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
25A11/30W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
25A11/35W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
19 25A11/40W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
25A11/45W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
25A11/50W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
25A11/55W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			
25A11/60W ТОВ «Ормотех-Сервіс ГмбХ»			

Опис конструкції

Чохли для кукс передпліччя та плеча, гомілки та стегна виготовляють із ниток бавовняних, вовняних, напіввовняних, змішаних та синтетичних конусоподібної форми, без швів, низ закритий закруглений, верх оброблено обметувальним швом.
Чохли KСN, KСM, KСW можуть мати дистальний отвір, краї которого закріплені від розриву.