


МИЛИЦІ ПАХВОВІ

З ПІДВИЩЕНОЮ НАДІЙНІСТЮ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

ОР.1.5-5 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ,
З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ
НАПІВАВТОМАТ

Технічні характеристики



ОР.1.5-4-1 з алюмінієвого сплаву

1800	100	1170-1470	30	0,95	КО-А3 (7ВР.09.02) (ТОВ НТП «Спецмедтехніка»)
------	-----	-----------	----	------	--

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, пахівника.

Має вбудований пристрій проти ковзання напівавтомат.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
- ◆ Для пересування взимку.
- ◆ Пристрій проти ковзання напівавтомат використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим або знімним пристроєм проти ковзання.