

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

З ПІДВИЩЕНОЮ НАДІЙНІСТЮ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

ОР.1.5-4 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ



Технічні характеристики

					Шифр виробника/ виробник/постачальник
ОР.1.5-4-1 з алюмінієвого сплаву					
1800	100	1170- 1470	30	0,90	КО-А2 (7ВР.09.01) (ТОВ НТП «Спецмедтехніка»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, пахівника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.