


МИЛИЦІ ПАХВОВІ

БАЗОВІ

ОР.1.5-2 - МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ



1, 2 3, 5, 7 4, 6



ОР.1.5-2-1-3Д з алюмінієвого сплаву						
1	1550	75	955-1156	25,5	0,80	МпД-06S (ТОВ ВК «Діспомед»)
2	1550	100	965-1160	25	0,83	МС-925 Мала ПК (ТОВ «Слайг Медікал»)
ОР.1.5-2-1-3 з алюмінієвого сплаву						
3	1800	100	1140-1345	25,5	0,80	МпД-05 (ТОВ ВК «Діспомед»)
4	2000	100	1350-1555	25,5	0,90	МпД-06L (ТОВ ВК «Діспомед»)
5	1800	100	1150-1355	25,5	0,85	МпД-06М (ТОВ ВК «Діспомед»)
6	2050	100	1360-1530	25	0,98	МС-925 Велика ПК (ТОВ «Слайг-Медікал»)
7	1800	100	1160-1360	25	0,88	МС-925 Середня ПК (ТОВ «Слайг Медікал»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бічних опор, нижньої опори з наконечником, знімного пристрою проти ковзання, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється. Має пристрій регулювання висоти та фіксування.



Знімні пристрої проти ковзання

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ **МпД-06S, МС-925 Мала ПК** - призначають дітям.
- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.