

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

БАЗОВІ


ОР.1.5-5 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ,
РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ
ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ
ПРОТИКОВЗАННЯ

1

2

знімний пристрій
проти ковзання

Технічні характеристики



ОР.1.5-5-1-3 з алюмінієвого сплаву

1	1800	100	1200-1430	25,5	0,95	МпД-07 (ТОВ ВК «Діспомед»)
2	1800	100	1100-1335	25,5	0,95	МпД-08 (ТОВ ВК «Діспомед»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, пахівника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксування.

Має знімний пристрій проти ковзання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни росту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
- ◆ Для пересування взимку.
- ◆ Знімний пристрій проти ковзання використовують для осіб з ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею з вбудованим пристроєм проти ковзання.