

БАЗОВІ

ОР.1.5-2 - МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ,
РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, З
ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ
ПРОТИКОВЗАННЯ



Технічні характеристики

--	--	--	--	--

ОР.1.5-2-1-1 з алюмінієвого сплаву

1800	100	1180-1390	40	1,30	7ВР.08.02 (П.П. М. Ящук)
------	-----	-----------	----	------	------------------------------------

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бокових опор, нижньої опори з наконечником, вбудованого пристрою проти ковзання, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється. Має пристрій регулювання висоти та фіксування.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.