

МИЛИЦІ ПАХВОВІ


БАЗОВІ

ОР.1.5-4 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ



1

Технічні характеристики



ОР.1.5-4-1 з алюмінієвого сплаву						
1	1800	100	1200-1430	25,5	0,75	МпД-07 (ТОВ ВК «Діспомед»)
2	1800	100	1100-1335	25,5	0,75	МпД-08 (ТОВ ВК «Діспомед»)



2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, пахівника. Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

- ◆ Для підлітків в період зміни зросту.
- ◆ Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.