



МИЛИЦІ ПАХВОВІ

БАЗОВІ

ОР.1.5-1 - МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, РЕГУЛЬОВНІ
ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ
ПРОТИКОВЗАННЯ


Технічні характеристики



ОР.1.5-1-1Д з алюмінієвого сплаву

1	1550	100	955-1155	25,5	0,90	МпД-06S (ТОВ ВК «Діспомед»)
2	1550	100	955-1156	25	0,80	МС-925 Мала (ТОВ «Слайг Медікал»)

ОР.1.5-1-1 з алюмінієвого сплаву

3	1800	100	1150-1355	25,5	0,90	7ВР.26.01 (ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»)
4	1800	100	1140-1345	25,5	0,80	МпД-05 (ТОВ ВК «Діспомед»)
5	1800	100	1350-1555	25,5	0,90	МпД-06L (ТОВ ВК «Діспомед»)
6	2050	100	1150-1350	25,5	0,90	МпД-06М (ТОВ ВК «Діспомед»)
7	1800	100	1350-1520	25	0,90	МС-925 Велика (ТОВ «Слайг-Медікал»)
8	1800	100	1150-1350	25	0,78	МС-925 Середня (ТОВ «Слайг Медікал»)

ОР.1.5-1-3Д з деревини

9	1400	60	1030-1180	30	0,90	7ВР.06.02Д (ФОП «Костриба М.В.»)
---	------	----	-----------	----	------	--

ОР.1.5-1-3 з деревини

10	1800	100	1250-1460	30	1,50	7ВР.06.01 (ФОП «Костриба М.В.»)
----	------	-----	-----------	----	------	---

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бічних опор, нижньої опори з накопичником, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється. Має пристрій регулювання висоти та фіксування.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МпД-06S, МС-925 Мала - призначають дітям.