

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

Код SO 9999 - 12 03 12

Код ДКПП - 32.50.22-39.55

УКТЗЕД - 9021 10 00 00

- Милиці двостійкові пахвові, регульовані за висотою, без пристрою протиковзання
- Милиці двостійкові пахвові, регульовані за висотою, з вбудованим пристроєм протиковзання
- Милиці двостійкові пахвові, регульовані за висотою, зі знімним пристроєм протиковзання
- Милиці одностійкові пахвові, регульовані за висотою, без пристрою протиковзання
 - базові
 - з підвищеною надійністю та функціональністю
- Милиці одностійкові пахвові, регульовані за висотою, зі знімним пристроєм протиковзання
- Милиці одностійкові пахвові, регульовані за висотою, з вбудованим пристроєм протиковзання напіваавтомат

Милиця пахвова - засіб для ходіння з руків'ям , однією ніжкою та опорою із пом'якшувальною шаровою зоною, яку розташовують під пахвою.

Умови експлуатування - користування в приміщеннях та поза приміщеннями.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ

- Регулювання за висотою.
- Наявність на ніжках гумових наконечників.

Може мати пристрій протиковзання.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- Захворювання чи травма опорно-рухового апарату;
- загальні захворювання;
- наслідки хірургічних втручань;
- набуті або вроджені деформації опорно-рухового апарату, супроводжені зниженням загальної рухової активності, за умов збереження здатності стояти та ходити за допомогою додаткової опори, яку утримують однією рукою;
- захворювання суглобів кисті, ліктьового суглоба, що знижують можливість утримувати руків'я милиці;
- похилий вік.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Виражені порушення статико-динамічних функцій верхніх кінцівок;
- виражені або значно виражені порушення статики та координації рухів (гіперкінетичні та атаксичні порушення);
- епілепсія та шизофренія.