

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

ОР.1.3-4 МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ, РЕГУЛЬОВАНІ
ЗА ВИСОТОЮ, З ЧОТИРМА НІЖКАМИ

Технічні характеристики



ОР.1.3-4-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

1800	100	780-1005	330-405	25	1,20	МЛ-4 (7ВР.23.01) (ТОВ «Норма-трейд»)
------	-----	----------	---------	----	------	--

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, манжети. Має пристрій регулювання висоти та фіксування. Нижня секція має чотири ніжки з наконечниками.

Має праве та ліве виконання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Недостатня стабільність хворого, через яку необхідно збільшити опорну площу милиці.