

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

З ПІДВИЩЕНОЮ НАДІЙНІСТЮ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ

ОР.1.3-2 - МИЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИБОРОМ ПРОТИКОВЗАННЯ З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ



1

Технічні характеристики

							Шифр виробника/ виробник/постачальник
	max	(kg)					
	ОР.1.3-2-1-2-5.6 з алюмінієвого сплаву						
1	2000	100	765-1005	235	30	0,65	КО-А5 (7ВР.09.04) (ТОВ НТП «Спецмедтехніка»)
2	2000	100	760-1010	210	25	0,70	МЛ-1н (ТОВ «Норма-трейд»)



2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з верхньої та нижньої секцій, руків'я, манжети, наконечника, пристрою проти ковзання. Має пристрій регулювання висоти та фіксування. Має вбудований пристрій проти ковзання напівавтомат.

КО-А5 - мають суцільну з руків'ям манжету.