

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

ОР.1.3-2 - МИЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ



Технічні характеристики



ОР.1.3-2-1-3-4.5 з алюмінієвого сплаву						
1	1800	100	640-880	220-295	25	0,56
ОР.1.3-2-1-3-5 з алюмінієвого сплаву						
2	1800	100	710-950	225-300	25	0,56
3	1800	100	710-950	230	25	0,57
4	1800	100	730-960	230	25,5	0,60
5	1800	100	730-960	245-320	25	0,55

МК-923ПК
(ТОВ «Слайг Медікал»)

МК-933ПК
(ТОВ «Слайг Медікал»)

МК-937ПК
(ТОВ «Слайг Медікал»)

МЛД-02
(ТОВ «ВК «Діспомед»»)

МЛД-03
(ТОВ «ВК «Діспомед»»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, манжети, наконечника, знімного пристрою проти ковзання. Має пристрій регулювання висоти та фіксування.

МЛД-02, МК-937ПК - мають суцільну з руків'ям манжету.



Знімні пристрої проти ковзання