

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

ОР.1.3-3 МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ, РЕГУЛЬОВАНІ
ЗА ВИСОТОЮ, З ТРЬОМА НІЖКАМИ

Технічні характеристики

--	--	--	--	--	--

ОР.1.3-3-1-5 з алюмінієвого сплаву

1800	100	710-935	210	25	0,90	МЛ-3 (ТОВ «Норма-трейд»)
------	-----	---------	-----	----	------	------------------------------------

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), руків'я, манжети. Має пристрій регулювання висоти та фіксування. Нижня секція має три ніжки з наконечниками.

Має праве та ліве виконання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

Недостатня стабільність хворого, через яку необхідно збільшити опорну площу милиці.