


МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

ОР.1.3-1 - МИЛИЦІ, РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ



Технічні характеристики



ОР.1.3-1-1-3.4Д з алюмінієвого сплаву						
1	1600	130	580-805	175-225	25	0,50 МЛД-2 (ТОВ «Норма-Трейд»)
ОР.1.3-1-1-4.5 з алюмінієвого сплаву						
2	1800	100	640-870	220-295	25	0,55 МК-923 (ТОВ «Слайг Медікал»)
ОР.1.3-1-1-5 з алюмінієвого сплаву						
3	1800	100	710-940	225-300	25	0,55 МК-933 (ТОВ «Слайг Медікал»)
4	1800	100	710-940	230	25	0,55 МК-937 (ТОВ «Слайг Медікал»)
5	1800	100	730-960	230	25,5	0,55 МЛД-02 (ТОВ «ВК «Діспомед»)
6	1800	100	715-945	245-320	25	0,60 МЛД-03 (ТОВ «ВК «Діспомед»)
ОР.1.3-1-1-5.6 з алюмінієвого сплаву						
7	2000	100	765-1005	235	30	0,60 КО-А4 (7ВР.09.03) (ТОВ «НТП «Спецмедтехніка»)
ОР.1.3-1-1-6 з алюмінієвого сплаву						
8	2000	100	855-1150	235-310	25	0,55 7ВР.25.01 (ТОВ «Світ Літньої Людини та Реабілітації»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, манжети, розсувних елементів (верхньої та нижньої секцій), наконечника.

Має пристрій регулювання висоти та фіксування.

МЛД-02, МК-937, 7ВР.07.01 - мають суцільну з руків'ям манжету.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МЛД-2 - призначають дітям.