

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

Код SO 9999 - 12 03 06

Код ДКПП - 32.50.22-39.53

УКТЗЕД - 9021 00 00 00

- Милиці, регульовані за висотою, без пристрою протиковзання
- Милиці, регульовані за висотою, з вбудованим пристроєм протиковзання
 - базові
 - з підвищеною надійністю та функціональністю
- Милиці, регульовані за висотою, зі знімним пристроєм протиковзання
- Милиці, регульовані за висотою, з трьома ніжками
- Милиці, регульовані за висотою, з чотирма ніжками

Милиця ліктюва - засіб для ходіння з руків'ям однією або більше ніжками, опорою для передпліччя та манжетою.

Умови експлуатування - користування в приміщеннях та поза приміщеннями

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ

- Регулювання за висотою;
- наявність на ніжках гумових наконечників.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- Захворювання чи травма опорно-рухового апарату;
- загальні захворювання;
- наслідки хірургічних втручань;
- набуті або вроджені деформації опорно-рухового апарату, що супроводжуються зниженням загальної рухової активності, за умов:
 - збереження здатності стояти та ходити за допомогою додаткової опори, яку утримують однією рукою;
 - часткового зниження функції кисті;
- похилий вік.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Виражені порушення статико-динамічних функцій верхніх кінцівок;
- виражені або значно виражені порушення статичної та координації рухів (гіперкінетичні та атаксичні порушення);
- епілепсія та шизофренія.