

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

БАЗОВІ

ОР.1.4-3 - МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ,
РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ,
З ЧОТИРМА НІЖКАМИ

Технічні характеристики

--	--	--	--	--

ОР.1.4-3-1 з алюмінієвого сплаву

1800-2050	100	1000-1225	25	1,70	МЛ-4С (7ВР.24.01) (ТОВ «Норма-трейд»)
-----------	-----	-----------	----	------	---

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, опори для передпліччя, манжети, нижньої опори, наконечників.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

У разі захворювань, що супроводжуються нездатністю опори на кисть.