

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

БАЗОВІ

ОР.1.4-1 - МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ,
РЕГУЛЬОВАНІ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ
ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

					
ОР.1.4-1-1 з алюмінієвого сплаву					
1500-1800	100	800-1100	25	1,20	МЛ-1С (ТОВ «Норма-трейд»)

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з руків'я, опори для передпліччя, манжети, нижньої опори, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

У разі захворювань, що супроводжуються нездатністю опори на кисть.