

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

Код SO 9999 - 12 03 09

Код ДКПП - 32.50.22-39.54

УКТЗЕД - 9021 10 00 00

- Милиці з опорою на передпліччя, регульовані за висотою, без пристрою протиковзання
- Милиці з опорою на передпліччя, регульовані за висотою, з чотирма ніжками

Милиця з опорою на передпліччя - засіб для ходіння зі спеціально сконструйованим руків'ям і горизонтальною опорою на передпліччя.

Умови експлуатування - користування в приміщеннях та поза приміщеннями.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ

- Регулювання за висотою.
- Наявність на ніжках гумових наконечників.

Може мати пристрій протиковзання.

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

- Захворювання чи травма опорно-рухового апарату;
- загальні захворювання;
- наслідки хірургічних втручань;
- набуті або вроджені деформації опорно-рухового апарату, що супроводжуються зниженням загальної рухової активності, за умов:
 - збереження здатності стояти та ходити за допомогою додаткової опори, яку утримують однією рукою;
 - вираженого зниження функції кисті;
- похилий вік.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Виражені порушення статико-динамічних функцій верхніх кінцівок;
- виражені або значно виражені порушення статичної та координації рухів (гіперкінетичні та атаксичні порушення);
- епілепсія та шизофренія.