

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІЛЯНКИ КОЛІННОГО СУГЛОБА АБО НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ (НАКОЛІННИКИ)

Код ISO 9999: 09 06 18
Код ДКПП: 32.50.22-39.73
Код УКТЗЕД: 9021 10 10 00

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Фіксування та обмеження рухів в колінному суглобі.



Опис конструкції

Складається з двох стрічок з гуми башмачної та елементів кріплення - шнурівки або текстильної застібки.

Модель/Виробник	
ОД.1.3	5ВР.02 Протезно-ортопедичні підприємства України